



1 - ORIENTAÇÕES PARA A COLETA DA AMOSTRA URETRAL PARA CULTURA DE *NEISSERIA GONORRHOEAE*

1.1 ORIENTAÇÃO INICIAL

- a) Preencher a FICHA DE INVESTIGAÇÃO: SÍNDROME DO CORRIMENTO URETRAL MASCULINO;
- b) Preencher a ficha do GAL de acordo com a rotina do serviço;
- c) A coleta de amostra uretral deve ser realizada preferencialmente após 2 h da última micção;
- d) Orientar o paciente que a coleta da amostra pode ser dolorosa e que o paciente pode sentir um incômodo na próxima micção.

1.2 ORIENTAÇÃO PARA A COLETA

- a) Separar o kit de coleta para cultura: *swab* com meio Amies;
- b) Identificar o tubo de meio Amies com o nome do paciente, data de nascimento, centro de coleta e a data da coleta ou utilizar a etiqueta de identificação de acordo com o serviço;
- c) Solicitar ao paciente para retrair o prepúcio (pele que recobre a glândula do pênis);
- d) Caso tenha secreção, limpar a secreção emergente (secreção ou pus externa à uretra) com gaze estéril. Não coletar essa secreção emergente;
- e) Introduzir suavemente o *swab* do meio Amies cerca de 3 a 4 cm no canal uretral;
- f) Girar o *swab* delicadamente por 5 a 10 segundos para absorver a secreção;
- g) Retirar o *swab* e colocar imediatamente no meio Amies;
- h) Colocar o tubo coletado na embalagem de transporte

OBS: No caso de o laboratório também participar da rede CT/NG, prosseguir para a coleta de urina.